



Scheda di Valutazione dello Studente  
in Tirocinio III Anno

Studente: \_\_\_\_\_ firma: \_\_\_\_\_

CODICE

**CROMATO**

Sede: **Patologia Clinica, Laboratorio Cromatografia e TM**  
**Bologna, Ospedale Maggiore**

Anno Accademico

Periodo di tirocinio \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Referente di sede: \_\_\_\_\_ (stampatello leggibile) Firma: \_\_\_\_\_

Tutor: \_\_\_\_\_ (stampatello leggibile) Firma: \_\_\_\_\_

Tutor: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Aspetti generali	Valutazione					
	Insuff.	1	2	3	4	5
Rispetta gli orari stabiliti						
Riconosce e rispetta il ruolo dei membri dell'equipe						
Si relaziona con chiarezza						
Dimostra interesse ed impegno costante						
Utilizza la terminologia tecnico-scientifica in modo appropriato						

Legenda:

Voti in trentesimi	1: 18-20	2: 21-23	3: 24-26	4: 27-29	5: 30-30L
--------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Osservazioni del Tutor:

Aspetti professionali:	Valutazione					
	NV	Insuff.	1	2	3	4

**Settore Cromatografia**

Conosce i principi di gestione pre-analitica del settore Cromatografia							
Conosce i principi di estrazione dei campioni da sottoporre ai test diagnostici							
Conosce la strumentazione presente nel settore di Cromatografia							
Comprende ed esegue i test diagnostici di follow up per determinazione farmaci							
Esegue la preparazione delle fasi mobili e delle soluzioni di lavaggio							
Conosce e comprende le procedure di manutenzione giornaliera e straordinaria delle stazioni analitiche presenti nel settore Cromatografia							
Comprende i criteri di gestione dei dati on-line in acquisizione e in uscita							
Comprende la valutazione tecnica dei cromatogrammi e del risultato analitico							

**Settore Spettrometria Massa Tandem**

Conosce i principi di gestione pre-analitica del settore Tandem Massa							
Conosce la strumentazione presente nel settore di Tandem Massa							
Esegue il check-in, verifica il materiale biologico e ne valuta la sua idoneità							
Esegue la preparazione dei campioni per analisi TM							
Esegue e comprende il monitoraggio della terapia immunosoppressiva con tecniche LC-MS							
Esegue e comprende la calibrazione ed il Controllo di Qualità							

Legenda:

Voti in trentesimi	1: 18-20	2: 21-23	3: 24-26	4: 27-29	5: 30-30L
--------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Osservazioni del Tutor a integrazione e completamento del giudizio:  
(Motivare gli eventuali campi non valutabili)